

Tetric® N-Collection

Un completo sistema restaurativo nano-optimizado



Tetric® N-Collection

Tetric® N-Ceram | Tetric® N-Flow | N-Etch | Tetric® N-Bond | Tetric® N-Bond Self-Etch

ivoclar
vivadent
passion vision innovation

Tetric® N-

Tetric® N-Bond Self-Etch Adhesivo de autograbado nano-optimizado



Adhesivo de autograbado, fotopolimerizable para restauraciones directas

Disponible en frasco económico y el conveniente VivaPen*


- Altos y consistentes valores de adhesión (>20 MPa)
- Libre de acetona – Agua como solvente
- Almacenamiento a temperatura ambiente
- Reduce la sensibilidad postoperatoria

*No disponible en todos los países

Aplicación directa, fácil y rápida con VivaPen



Adhesivo homogéneo y capa híbrida con micro túbulos pronunciados



Fuente: I&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Marzo 2008

Tetric® N-Bond & N-Etch Sistema de adhesión nano-optimizado




Adhesivo monocomponente de grabado total, fotopolimerizable, para restauraciones directas e indirectas.

Disponible en frasco económico y el conveniente VivaPen*

- Altos y consistentes valores de adhesión en esmalte y dentina
- Nano-rellenos que garantizan una capa brillante visible que indica una completa una cobertura
- Formación de una capa homogénea que mejora la adhesión a la estructura dental.
- Reducción de la sensibilidad postoperatoria
- Libre de Acetona – El solvente Etanol proporciona una fácil aplicación en una sola capa

N-Etch, el gel de 37% de ácido fosfórico, es el mejor socio de Tetric N-Bond para el grabado del esmalte y el acondicionamiento de la dentina.

*No disponible en todos los países



*) No son marcas registradas Ivoclar Vivadent AG
Fuente: I&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Marzo 2007

Collection



Tetric® N-Flow Composite fluido nano-optimizado

Composite fluido nano-híbrido, fotopolimerizable y radiopaco.

Ideal para uso como liner cavitario, para pequeñas restauraciones y cavidades clase V y para sellado de fisuras amplias.



Disponible en tonos:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, A3.5 Dentin, T, Bleach L, Bleach I

- El socio perfecto de Tetric N-Ceram
- Excelente comportamiento de humectación que permite una aplicación conveniente en todas las áreas
- Excelente estabilidad -ideal para restauraciones clase V
- Alto nivel de radiopacidad para un buen diagnóstico



Radiopacidad de Tetric N-Flow



*) No son marcas registradas Ivoclar Vivadent AG
 **) Mínima radiopacidad definida por Willems et Al. 1991. Dent. 19:362-365
 Fuente: I&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Marzo 2007

Tetric® N-Ceram Composite moldeable nano-optimizado

Composite nano-híbrido para restauraciones directas, fotopolimerizable y radiopaco

Universal para restauraciones en Anteriores y Posteriores


Disponible en 16 tonos:

A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, C2, C3, D3, A3.5 Dentin, B2 Dentin, T, Bleach L, Bleach I, Bleach M


- Nano-rellenos que mejoran las propiedades del material:
 - Reducción en la contracción y bajo estrés de contracción
 - Alto nivel de radiopacidad
 - Bajo desgaste
 - Rápido pulido y alto brillo
- Nano-pigmentos que permiten al material tener un efecto camaleónico y resultados estéticos naturales
- Nano-modificadores que aseguran una óptima estabilidad, excelente moldeamiento y un manejo práctico y conveniente.




Imágenes SEM




Fillers 700 nm



Fillers 500 nm



Prepolymers



Fuente: I&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Marzo 2007

Fuente: I&D Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Marzo 2007

*) No son marcas registradas Ivoclar Vivadent AG
 **) Mínima radiopacidad definida por Willems et Al. 1991. Dent. 19:362-365

Tetric® N-Collection

Un completo sistema restaurativo nano-optimizado

FORMAS DE SUMINISTRO

Tetric N-Bond Self-Etch

Refill Frasco
1 x 6 g Frasco

Refill VivaPen
1 x 2 ml VivaPen
20 x Cánulas VivaPen

Accesorios
50 x Aplicador Vivadent blanco
100 x Cánulas VivaPen
500 x Funda VivaPen

Tetric N-Bond

Refill Frasco
1 x 6 g Frasco

Refill VivaPen
1 x 2 ml VivaPen
20 x Cánulas VivaPen

Accesorios
50 x Aplicador Vivadent blanco
100 x Cánulas VivaPen
500 x Funda VivaPen

N-Etch

Refill
2 x 2 g N-Etch jeringas
10 x Tips aplicadores

Accessories
20 x Tips aplicadores

Tetric N-Flow

Assortment Pack
8 x 2 g jeringas
1 x A1, 4 x A2, 2 x A3,
1 x A3.5
1 guía de color
Varios accesorios

Refill Jeringa
1 x 2 g disponible en los siguientes tonos:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2,
A3.5 Dentin, T, Bleach L,
Bleach I

Refill Cavifiles
10 x 0.25 g disponible en los siguientes tonos:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2,
A3.5 Dentin, T, Bleach L,
Bleach I

Accesorios
20 x Tips aplicadores

Tetric N-Ceram

Intro Pack con Tetric N-Bond
4 x 3.5 g jeringas
1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5,
1 x B2
1 x 6 g Tetric N-Bond
1 x 2 g N-Etch
1 guía de color
Varios accesorios

Intro Pack con Tetric N-Bond Self-Etch
4 x 3.5 g jeringas
1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5,
1 x B2
1 x 6 g Tetric N-Bond Self-Etch
1 guía de color
Varios accesorios

Refill Jeringa
1 x 3.5 g disponible en los siguientes tonos:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2,
B3, C2, C3, D3, A3.5 Dentin,
B2 Dentin, T, Bleach L,
Bleach I, Bleach M

Refill Cavifiles
10 x 0.25 g disponible en los siguientes tonos:
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2,
B3, C2, C3, D3, A3.5 Dentin,
B2 Dentin, T, Bleach L,
Bleach I, Bleach M



Estos productos forman parte de nuestra área de competencia "Composites". Todos los productos de esta área están óptimamente coordinados entre sí.

Descripciones y datos no constituyen ninguna garantía de los atributos.
Printed in Germany
© Ivoclar Vivadent AG, Schaan/Liechtenstein
607777/0710/s/W

Ivoclar Vivadent Marketing Ltd.
Calle 134 No. 7-B-83 Of. 520
Bogotá
Colombia
Tel. +57 1 627 33 99
Fax +57 1 633 16 63
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent S.A. de C.V.
Av. Mazatlán No. 61, Piso 2
Col. Condesa
06170 México, D.F.
México
Tel. +52 (55) 5062-1000
Fax +52 (55) 5062-1029
www.ivoclarvivadent.com.mx

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstr. 2
FL-9494 Schaan
Principality of Liechtenstein
Tel. +423 / 235 35 35
Fax +423 / 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

ivoclar vivadent®
passion vision innovation